

Prevention at home.

REF 18016

PRIMA LAB SA
6828 BALERNA - SWITZERLAND
+41(0)91 605 10 30
www.primahometest.com

MATINTOLERANSETEST

BRUKSANVISNING



INNHold

Konvolutten inneholder alt som trengs for å gjennomføre testen og sende prøven:

- 1 testkort
- 1 desinfeksjonsserviett
- 2 sterile lansetter
- pakningsvedlegg
- kundeinformasjonsskjema
- fortrykt konvolutt

FORHOLDSREGLER

1. Les nøye gjennom instruksjonene før du gjennomfører testen.
2. Oppbevares utilgjengelig for barn.
3. Settet skal kun brukes av voksne, eller under tilsyn av en voksen.
4. Lansetten er kun for engangsbruk.
5. Ikke bruk settet etter utløpsdato.
6. Oppbevares ved romtemperatur. Skal ikke fryses.
7. Testen er kun for in vitro-diagnostisk bruk.
8. Kun for ekstern bruk. **SKAL IKKE SVELGES.**
9. Alle komponenter skal avhendes på en forskriftsmessig måte etter bruk.

FREMGANGSMÅTE

1. Rengjør fingertuppen ved å vaske hendene godt.
2. Riv opp beskyttelsesposen (fra hakket), og ta ut testkortet.
3. Kast den lille tørkemiddelposen.
4. Trykk den lille oransje staven inn i lansetten til du hører et KLIKK. Enheten er da aktivert. – FIG. A Pass på at du ikke trykker på utløseren, da dette kan gjøre at nålen kommer ut for tidlig.
5. Vri hetten på lansetten, og ta den av. – FIG. B
6. Vask tuppen på peke- eller langfingeren med desinfeksjonsservietten. Øk blodgjennomstrømningen i fingeren ved å massere fremover mot tuppen.
7. Press lansetten mot den desinfiserte fingeren, og trykk bestemt. – FIG. C
8. Trykk mot fingertuppen for å få ut blod. – FIG. D



Se videoen:

<http://youtu.be/za-ENmcnVNY>

9. Plasser en stor bloddråpe i sirkelen på kortet, uten å trykke fingertuppen mot membranen. – FIG. E
Blodprøven skal dekke hele absorpsjonsmembranen!
10. Fyll inn skjemaet som følger med settet, og signer det. – FIG. F
11. Legg testkortet og skjemaet i den fortrykte konvolutten som fulgte med settet. Send den samme dag.
12. Du får tilsendt resultatrapporten samt kostholdsråd.

